

KellyMed[®]
科力医疗

营养泵 KL-5022A

中国制泵首创 SINCE 1994



领跑安全输注30年

www.kelly-med.com


营养泵 KL-5022A

ISO 9001
ISO 13485
CE

替代手推注射器喂养方式,降低喂养成本
专业管路安装结构,更专业,更安全

特点:

- 1.小巧轻便,便于携带;
- 2.具备可调节流速的反抽冲洗功能;
- 3.85cm加热条,快速恒温加热,患者安全舒适;
- 4.具备车载电源,满足各种场合应用;
- 5.蠕动式输注,精度更高,精准治疗;
- 6.具有输液累积量显示功能、实时显示预置量、输液速度、阻塞档位;
- 7.高防护等级IPX5,适应临床复杂的应用环境;
- 8.快排快输速度范围:600ml/h-2000ml/h,可按10ml/h递增或递减;
- 9.配合专用管路安装结构,更专业,更安全;
- 10.具有无线监护功能,可与输液信息采集系统配合使用;



北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址:北京市朝阳区十里堡甲三号都会国际6R
生产地址:北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技
产业基地景盛南二街15号1号楼二层
邮编:100025 传真:86-10-65587908
电话:86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心:86-10-56370693
24小时销售热线:18201520819 13810326437
24小时售后服务:13911104144 13810539931
网址:www.kelly-med.com
E-mail:sales@kelly-med.com

经销商: