

**KellyMed**<sup>®</sup>  
科力医疗

**Jev&Kev**<sup>®</sup>  
雅凯医疗

**KL-5041N**  
轮式营养泵

**以人为本 精心制造**



管家式服务 专业 高效

[www.kelly-med.com](http://www.kelly-med.com)

## KL-5041N 轮式营养泵

ISO 13485



### 人性化设计:

- 便捷的人机交互功能，采用5寸电容触摸屏，人机交互更加人性化;
- 可以选配条状加热器，加热效果更好，满足临床肠内营养护理要求;
- 独有的语音提醒功能，对操作过程中的关键参数启动时语音提醒，让临床输液更安全;
- 独有的记忆配置功能，可以根据临床需要对上次输液参数进行记忆配置或删除，临床应用更加方便;
- 自动冲洗功能，配套专用的冲洗功能双管路，可以在输送肠内营养的过程中进行自动冲洗，避免管路堵塞。

注：KL-5041N可以装配袋鼠营养泵管。



### 功能优势:

- 专管专用，配套专用的营养管，可以保证临床输入更加精度;
- 实时精度更准确，采用步进电机技术，平均速度控制更加精准，实时精度比脉冲式产品也更加稳定，可有效提高临床的;
- 多种工作模式，具有连续模式、脉冲模式、间歇模式、时间模式、科学喂养模式、冲洗模式等6种模式，方便满足临床的不同使用场景。独有的科学喂养模式，更关注营养患者的治疗需求;
- 更宽的输液流速，最大输送流速2000mL/h可以满足临床更广泛的需求;
- 具有无线监护功能，可通过无线（2.4GHz）将数据传输给输液信息采集系统。



### 北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R  
生产地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技  
产业基地景盛南二街15号1号楼二层  
邮编：100025 传真：86-10-65587908  
电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心：86-10-56370693  
24小时销售热线：18201520819 13810326437  
24小时售后服务：13911104144 13810539931  
Email: sales@kelly-med.com  
网址: www.kelly-med.com