

**KellyMed**<sup>®</sup>  
科力医疗

**注射泵** KL-6011N

**以人为本 精工制造**



领跑安全输注30年

[www.kelly-med.com](http://www.kelly-med.com)

# 注射泵 KL-6011N

ISO 9001  
ISO 13485  
CE

## 人性化设计：

1. 全数字键盘设计，输入准确快捷，操作简单直接；
2. 尺寸小，重量轻，便于携带；
3. 卡爪式结构，便于安装；
4. 泵体可实现无缝组合，多台任意组合，满足临床不同需求；
5. 方便大剂量输注，兼容多规格注射器，满足临床抢救需求；
6. 贴近临床使用，运行中可进行快速输注；
7. 推头直接测量注射压力，更准确；
8. 内置多种注射品牌，支持自定义注射器；
9. 参数设置具有隐藏显示功能，避免护士误操作，安全性高。



## 北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲三号都会国际6R  
生产地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技  
产业基地景盛南二街15号1号楼二层  
邮编：100025 传真：86-10-65587908  
电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心：86-10-56370693  
24小时销售热线：18201520819 13810326437  
24小时售后服务：13911104144 13810539931  
网址：www.kelly-med.com  
E-mail：sales@kelly-med.com

经销商：