

KellyMed[®]
科力医疗

注射泵 KL-602

中国制泵首创 SINCE 1994



领跑安全输注30年

www.kelly-med.com

注射泵 KL-602

ISO 9001
ISO 13485
CE

简易模式，仅需输入注射速度即可启动运行；

全封闭拉杆设计，防水防尘，安全性高；

可以多台组合使用的注射泵；

性能优势：

1. 模具化生产，一致性好，注射精度高达 $\pm 2\%$ ；
2. 多种工作模式，多种给药单位；
3. 具有Anti-Bolus功能，在阻塞报警发生后自动释放压力；
4. 多档阻塞压力报警，满足不同药物的压力需求，提高临床使用的安全性；
5. 键盘锁定功能，防止误操作，安全性更高。

使用方便：

1. 可自动识别注射器规格，适用所有品牌注射器；
2. 泵体自带连接装置，多台任意组合，灵活、方便、实用；
3. 按键和穿梭键两种输入模式，满足不同用户的使用习惯；
4. 超大液晶屏，背光强度可调，根据光线强度个性化设置。



北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
生产地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技
产业基地景盛南二街15号1号楼二层
邮编：100025 传真：86-10-65587908
电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心：86-10-56370693
24小时销售热线：18201520819 13810326437
24小时售后服务：139111104144 13810539931
Email: sales@kelly-med.com
网址: www.kelly-med.com

经销商：