

**KellyMed®**  
科力医疗

**注射泵(恒速) KL-605T**

**中国制泵首创 SINCE 1994**



领跑安全输注30年

[www.kelly-med.com](http://www.kelly-med.com)



# 注射泵(恒速) KL-605T

ISO 9001  
ISO 13485



“运行前关键参数显示，降低临床风险”

## 产品特点：

- 1、在线滴定功能，更方便临床用药
- 2、穿梭键和方向键组合应用，输入数据更方便
- 3、具有Anti-Bolus功能，在阻塞报警发生后自动释放压力
- 4、机器可自由组合与拆卸，联合用药方便
- 5、支持5ml、10ml、20ml、30ml和50ml五种规格注射器自动识别

## 功能优势：

- 1.四种给药模式：简易模式、速度模式、时间药量模式、体重模式；
- 2.3.2大尺寸真彩液晶屏显示，背光可调节；
- 3.阻塞压力多档位可调节；
- 4.运行时键盘可锁定，运行中参数实时显示；



## 北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R  
生产地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技  
产业基地景盛南二街15号1号楼二层  
邮编：100025 传真：86-10-65587908  
电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心：86-10-56370693  
24小时销售热线：18201520819 13810326437  
24小时售后服务：13911104144 13810539931  
Email: sales@kelly-med.com  
网址：www.kelly-med.com

经销商：