


**KellyMed®**  
科力医疗

# 注射泵(双通道) KL-702

中国制泵首创 **SINCE 1994**



领跑安全输注30年

[www.kelly-med.com](http://www.kelly-med.com)


# 注射泵(双通道) KL-702

ISO 9001  
ISO 13485



## 人性化设计:

1. 简易操作模式, 一键启动注射;
2. 3.2" TFT彩色显示屏和数码管双显示;
3. 支持自定义注射器, 适用所有品牌注射器;
4. 可拆卸大容量电池, 显示屏实时动态显示剩余电量;
5. 夜间模式/省电模式;
6. 阻塞报警多档位可调, 阻塞压力实时显示;
7. AB通道采用双色模设计, 容易区分, 避免误操作。



## 性能优势:

1. 高精密机械结构保证控制注射精度 $\pm 2\%$  (机械精度 $\leq \pm 1\%$ );
2. 可存储历史记录, 并可按日期查看;
3. 外置护士呼叫接口, 连接护士站, 提高护士工作效率;
4. 具有休眠功能, 可单通道运行, 省电又安全;
5. 具有无线监护功能, 可与输液信息采集系统配合使用;
6. 双CPU实时监控, 可靠又安全。



## 北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co., Ltd.

商务地址: 北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R  
生产地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技  
产业基地景盛南二街15号1号楼二层  
邮编: 100025 传真: 86-10-65587908  
电话: 86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心: 86-10-56370693  
24小时销售热线: 18201520819 13810326437  
24小时售后服务: 13911104144 13810539931  
Email: sales@kelly-med.com  
网址: www.kelly-med.com

经销商: