

KellyMed[®]
科力医疗

输液泵 KL-8052N

中国制泵首创 *SINCE 1994*



领跑安全输注30年

www.kelly-med.com

输液泵 KL-8052N

ISO 9001
ISO 13485
CE

人性化设计:

- 1.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示;
- 2.小数位防错设计;
- 3.流速流量分区显示更直观;
- 4.输液器品牌代码实时显示;
- 5.操作简单,“三步标定法”使用方便。



指状蠕动片

加温区

性能优势:

- 1.动态实时阻塞压力指示 (DPS);
- 2.时间、药量、滴数三种工作模式;
- 3.多档位阻塞灵敏度可调;
- 4.多种报警,按颜色区分报警优先级;
- 5.实时显示累计输液量,便于临床观察;
- 6.预置量完成后,自动转入KVO速度运行。



9种报警模式



北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址: 北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
 生产地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技
 产业基地景盛南二街15号1号楼二层
 邮编: 100025 传真: 86-10-65587908
 电话: 86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心: 86-10-56370693
 24小时销售热线: 18201520819 13810326437
 24小时售后服务: 13911104144 13810539931
 Email: sales@kelly-med.com
 网址: www.kelly-med.com

经销商: