

KellyMed[®]
科力医疗

输液泵 ZNB-XA

中国制泵首创 SINCE 1994



领跑安全输注30年

www.kelly-med.com

输液泵 ZNB-XA

ISO 9001
ISO 13485
CE


人性化设计:

1. 流线外形, 仿生学设计, 使用更加便捷;
2. 独立的蓄电池舱门, 更换电池不需要打开整机机壳和专业技术人员来完成, 使输液泵的维修维护更加简单方便;
3. 独有TPU防滑提手, 手感柔和, 更加安全。



开放设计, 人机互动:

1. 具有无线监护功能, 可与输液信息采集系统配合使用;
2. 标准RS232接口, 方便产品程序升级;
3. 带有护士呼叫报警接口, 使监护更加可靠。



输液精度:

1. 第二代恒温装置, 温度分档可调, 便于用户根据情况适时调整, 精度更高;
2. 选配滴数传感器, 灵活使用滴数/分、ml/h两个输液速度单位, 可用于双重监测和控制。

韩国工程师 KIM 团队研制产品、2010中国创新设计红星奖



北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co., Ltd.

商务地址: 北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
生产地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技
产业基地景盛南二街15号1号楼二层
邮编: 100025 传真: 86-10-65587908
电话: 86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心: 86-10-56370693
24小时销售热线: 18201520819 13810326437
24小时售后服务: 13911104144 13810539931
Email: sales@kelly-med.com
网址: www.kelly-med.com

经销商: