

**KellyMed®**  
科力医疗

**输液泵 ZNB-XD**

**中国制泵首创 SINCE 1994**



领跑安全输注30年

[www.kelly-med.com](http://www.kelly-med.com)

# 输液泵 ZNB-XD

ISO 9001  
ISO 13485  
CE

“三步标定法”，让流速更精准

## 安全设施：

- 1.板簧设计，较弹簧结构更平稳，提高输液稳定性；
- 2.泵片特设双固定钉，避免输液器在运行过程中滑出泵片，造成医疗事故。



## 输液精度：

六档位设计，同时记忆六种输液器品牌，兼容国内各种优质输液器，输液精度误差可调；恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±5%。



## 北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R  
 生产地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技  
 产业基地景盛南二街15号1号楼二层  
 邮编：100025 传真：86-10-65587908  
 电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心：86-10-56370693  
 24小时销售热线：18201520819 13810326437  
 24小时售后服务：13911104144 13810539931  
 Email: sales@kelly-med.com  
 网址: www.kelly-med.com

经销商：