

**KellyMed**<sup>®</sup>  
科力医疗

**输液泵 ZNB-XK**

**中国制泵首创 SINCE 1994**



领跑安全输注30年


[www.kelly-med.com](http://www.kelly-med.com)

# 输液泵 ZNB-XK

ISO 9001  
ISO 13485  
CE

## 人性化操作：

- 1.液晶屏幕和数码管双显示，可远距离观察泵的运转情况；
- 2.国际标准全数字键盘输入，快捷、准确、方便；
- 3.三种工作模式，自由选择，灵活使用；
- 4.自锁功能止液夹，便于管路装配；
- 5.开门灯设计，避免光线较暗时管路安装问题。



## 安全性设计：

- 1.看门狗设计，一旦程序出错，即可报警停止运行；
- 2.弹簧板贴片采用TPU（热塑性弹性体胶），有效减少管路长时间挤压损伤；
- 3.采用温度检测电池，防止充电过程中电池温度过高造成危险；
- 4.电机异常检测功能，当电机运行异常，立刻声光报警并停止运行；
- 5.输液过程中键盘锁功能，防止误操作影响输液泵正常使用。



## 北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R  
生产地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技  
产业基地景盛南二街15号1号楼二层  
邮编：100025 传真：86-10-65587908  
电话：86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心：86-10-56370693  
24小时销售热线：18201520819 13810326437  
24小时售后服务：13911104144 13810539931  
Email: sales@kelly-med.com  
网址: www.kelly-med.com

经销商：